

POWEREDGE

Bissinger POWEREDGE - bipolární

Ilaparoskopické kleště s funkcí řezu.

PowerEdge je opakovaně použitelný nástroj, který umožňuje chirurgovi koagulaci tkáně a pak její stříh bez změny nástrojů. Nástroj lze rozdělit na pět kusů pro čištění. PowerEdge je pro opakované použití, což vedlo k výraznému snížení nákladů na provoz a s jednorázovou čepelkou je nástroj vždy ostrý.

- Dvě délky - 25 cm a 34 cm
- Tupá disekce
- Atraumatický hrot
- Jednorázová žiletka - vždy ostrá
- Snížení nákladů - pro opakované použití
- Standardní plochý konektor
- Rozebíratelný bez nástrojů
- Vysoká kvalita - Made in Germany

Bissinger POWEREDGE - bipolar coagulation

forceps with cutting function.

Poweredge is a reusable device that allows the surgeon to coagulate tissue or vessels between the jaws and then cut without changing instruments. The instrument separates into five pieces for cleaning. Poweredge is reusable leading to a significant cost reduction per operation, and with the disposable blade the instrument is always sharp.

- Two lengths - 25cm and 34cm available
- Blunt dissection
- A-traumatic tip
- Disposable blade - always sharp
- Cost savings - reusable instrument
- Standard flat plug for compatibility with standard cables
- Separates for cleaning without tools
- High quality - made in Germany

Jednoduchá obsluha jednou rukou

Prodloužení věnce na tubusu elektrody umožnuje chirurgovi zvýšenou kontrolu jedním prstem pro celé otočení o 360 °, což vede k přesnému ovládání nástroje.

Simple one handed operation

The extended flanges on the electrode shaft, give the surgeon enhanced single finger control over the full 360° rotation available, resulting in precise control of the electrode.


Standardní plochý konektor pro běžné bipolární kabely.

Standard flat plug with common bipolar cable fitting




Ergonomické ovládání nože

Ergonomic blade trigger



Koagulace a řez bez nutnosti výměny nástroje
Coagulate and cut without changing instruments



Atraumatický hrot

zabraňuje nechtěnému poškození tkáně.

A-traumatic tip

avoids unnecessary tissue damage.

Poweredge rukojet'
Poweredge handle

Art. No. 82710001

Poweredge elektroda 34 cm
Poweredge electrode 34 cm

Art. No. 82710100

Poweredge elektroda 25 cm
Poweredge electrode 25 cm

Art. No. 82710104

Poweredge tubus 34 cm
Poweredge shaft 34 cm

Art. No. 82710034

Poweredge tubus 25 cm
Poweredge shaft 25 cm

Art. No. 82710030

Poweredge tubus nože 34 cm
Poweredge blade holding tube 34 cm

Art. No. 82710600

Poweredge tubus nože 25 cm
Poweredge blade holding tube 25 cm

Art. No. 82710601

Poweredge táhlo 34 cm
Poweredge drive rod 34 cm

Art. No. 82710500

Poweredge táhlo 25 cm
Poweredge drive rod 25 cm

Art. No. 82710501

Poweredge čepele (20 kusů)
Poweredge blade (20 pieces)

Art. No. 82710300

